

Vaccum box - Electrostatique

Révèle les marques d'écriture ou traces de pas sur papier , récupérées sur la scène de crime.



Les traces **d'écritures invisibles sur papier deviendront visibles**, les **traces de pas** déposées sur du papier apparaitrons. Les documents originaux ne seront pas endommagés .N'altère pas les traitements pour recherche d'empreintes digitales

Simple d'utilisation , consommables et accessoires disponibles individuellement .

Deux modèles possibles,

Caractéristiques	
VACCUM BOX –IW- Pour développer les écritures sur papier	VACCUM BOX—A Pour développer les empreintes de chaussure et marques d'écriture sur papier
Vacuum box Unité corona Film plastique Type IW . Rouleau 0.4x500m Poudre de développement Pinceau Adhésif 24 feuilles 25x35 Alimentation 240/120 V AC.24 V DC	Vacuum box Vaccum plateau (35c39cm) Vaccum pompe Unité corona Film plastique Type IW . Rouleau 0.4x500m Film plastique Type SP . Rouleau 0.4x100m Poudre de développement 75g Pinceau Adhésif 24 feuilles 25x35 Alimentation 240/120 V AC.24 V DC
Dim . 390 x350x160 mm - poids 10Kg Réf: VACB-IW	Dim . 390 x350x160 mm - poids 10Kg Réf. VACB-A

Tel: 01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - www.gbr-criminalistique.com

CATALOGUE GENERAL 2025